

# ReadiGRAFT®

## Chip de Hueso



### ReadiGRAFT® Chip de Hueso

Un andamio osteoconductor natural. Los chips están disponibles en 4 tamaños y una variedad de volúmenes para proporcionar máxima flexibilidad quirúrgica

#### Marca

- ReadiGraft

#### Aplicación Clínica

- Cualquier aplicación quirúrgica que requiere relleno de hueso hueso

#### Características y Beneficios

- **Natural Osteoconductive Scaffold:** La arquitectura porosa natural interconectada proporciona un andamio óptimo para la unión celular, la proliferación y el crecimiento vascular.
- **Hydrophilic:** Absorbe y retiene fluidos bioactivos como la sangre, Plasma rico en plaquetas (PRP), y Aspiración de médula ósea (BMA).
- **Sterile:** El implante se esteriliza utilizando ALLOWASH XG®, esta tecnología proporciona un nivel de aseguramiento de esterilidad de 10<sup>-6</sup>, sin comprometer la osteoconductividad inherente del implante o el potencial osteoinductivo.

#### Productos Alternativos

- Cubo Esponjoso
- Cortical Cubo Canceloso
- Cabeza Femoral



# ReadiGRAFT® Cancellous Chips



## CANCELLOUS CHIPS

Grind Size	Volume	Preservon Order No.	Freeze Dried Order No.	Frozen Order No.
0.1-2 mm	5 cc	PCAN5 12		
0.1-2 mm	15 cc	PCAN15 12		
0.1-2 mm	30 cc	PCAN30 12		
1-4 mm	5 cc	PCAN5 14		
1-4 mm	15 cc	PCAN15 14	CAN15 14BP	FCAN15 14
1-4 mm	30 cc	PCAN30 14	CAN30 14BP	FCAN30 14
1-4 mm	60 cc	PCAN60 14	CAN60 14BP	FCAN60 14
1-4 mm	90 cc	PCAN90 14	CAN90 14BP	FCAN90 14
1-8 mm	5 cc	PCAN5	CAN5	
1-8 mm	15 cc	PCAN15	CAN15	FCAN15
1-8 mm	20 cc	PCAN1/4	CAN1/4	
1-8 mm	30 cc	PCAN30	CAN30	FCAN30
1-8 mm	40 cc	PCAN1/2	CAN1/2	FCAN1/2
1-8 mm	60 cc	PCAN60	CAN60	
1-8 mm	80 cc			FCANI
1-8 mm	90 cc	PCAN90	CAN90	FCAN90
4-10 mm	15 cc	PCAN15 410	CAN15 410BP	FCAN15 410
4-10 mm	30 cc	PCAN30 410	CAN30 410BP	FCAN30 410
4-10 mm	60 cc	PCAN60 410	CAN60 410BP	FCAN60 410
4-10 mm	90 cc	PCAN90 410	CAN90 410BP	FCAN90 410

1864 Concert Drive  
Virginia Beach, VA 23453

The LifeNet Health and Readigraft logos are registered trademark of LifeNet Health.  
Allowash XG are registered trademarks of LifeNet Health.

©2015 LifeNet Health. All rights reserved.

68-60-021-01.01

[www.LifeNetHealth.org](http://www.LifeNetHealth.org)

**I** For Use: International



Phone: US 1-888-847-7831 • OUS 1-757-464-4761 x2000 • Fax: US 1-888-847-7832 or OUS 1-757-464-6439

[www.LifeNetHealth.org](http://www.LifeNetHealth.org)